



L-HOOK electrode



VECTEC
DISPOSITIVOS
ENDOSCÓPICOS
DE UN SOLO USO

VECTEC



REF : CAB 3000
Cable monopolar desechable

VECTEC. GANCHO DISECTOR CON FORMA L PARA LAPAROSCOPIA. MONOPOLAR DESECHABLE

Referencia	Longitud	Diámetro	Ancho del Gancho
H5 330	330 mm	5 mm	5 mm
H5 330L	330 mm	5 mm	5 mm

El **GANCHO** con forma L con punta roma permite una disección segura.

El recubrimiento del instrumento garantiza un aislamiento eléctrico óptimo y un agarre cómodo durante el procedimiento quirúrgico.

El conector integrado en el gancho sirve para cualquier conexión del cable monopolar que cumpla con las bases de seguridad vigentes.

El **GANCHO** con forma L de VECTEC viene embalado en paquetes sellados y esterilizados por ETO de acuerdo a las bases de NF EN ISO 11135-1.

El aislamiento eléctrico es total en todo el instrumento excepto en las punta del gancho.

Embalaje: Caja de 25 Unidades embaladas individualmente.

Fabricado en Francia

Marcado CE según las Directivas 93/42/CEE

Cleared for marketing by FDA



REF : H5 330



REF : H5 330L

Certificados:
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



VECTEC
Bioparc Vichy - Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE
Teléfono: + 33 (0)4 70 58 41 70
Fax: + 33 (0)4 70 58 41 79
Email: vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>