



# L-HOOK electrode



**VECTEC**  
DISPOSITIFS  
ENDOSCOPIQUES  
A USAGE UNIQUE

**VECTEC**



REF : CAB 3000 Câble monopolaire

## CROCHET ENDOSCOPIQUE

CROCHET MONOPOLAIRE DE DISSECTION À USAGE UNIQUE.

Son prix est attractif.

Référence	Longueur de l'instrument	Diamètre	Largeur du crochet
H5 330	330 mm	5 mm	5 mm
H5 330L	330 mm	5 mm	5 mm

Le **CROCHET** en forme de L avec embout mousse permet un geste chirurgical précis.

Le gainage complet et uniforme sur l'ensemble de l'instrument garantit une isolation et une tenue optimale durant l'acte chirurgical.

Le connecteur intégré du **CROCHET** se connecte avec tous les câbles monopolaires aux normes en vigueur.

Le **CROCHET** est conditionné dans un sachet pelable et stérilisé à l'ETO selon la norme NF EN ISO 11135-1.

Conditionnement : boîte de 25 unités.

Fabrication Française.

Marquage CE selon la Directive 93/42/CEE



REF : H5 330



REF : H5 330L

VECTEC certifications :  
ISO 9001 (2008)  
NF EN ISO 13485 (2004)  
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



VECTEC

Bioparc - Vichy Hauterive  
03270 Hauterive  
FRANCE

Tél : +33 (0)4 70 58 41 70  
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79  
Email : vectec@vectec.fr  
<http://www.vectec.fr>