



IN-CUT

VECTEC
DISPOSITIVOS
ENDOSCÓPICOS
DE UN SOLO USO



VECTEC



REF : CAB 3000
Cable monopolar desechable

GAMA DE TIJERAS ENDOSCOPICAS IN CUT : LA TIJERA « IN CUT » ES UNA TIJERA ENDOSCOPICA DE CADIDAD DE UN SOLO USO



REF : C5 330
C5 470
C5 250

Referencia	Longitud	Diámetro	Longitud Cuchilla
C5 330	330 mm	5 mm	17 mm
T5 330	330 mm	5 mm	12 mm
C5 470 *	470 mm	5 mm	17 mm
C5 250 *	250 mm	5 mm	17 mm
T5 150 *	150 mm	5 mm	12 mm

La doble acción de las cuchillas facilita su uso como disectores.

IN CUT viene con un conector monopolar estándar.



REF : T5 330
T5 150

Las cuchillas rotan 360 grados y están ajustadas gracias a la posición ergonómica de una rueda en el frontal del mango.

IN CUT viene embalado en un paquete sellado y esterilizado por ETO de acuerdo a las bases de NF EN ISO 11135-1.

El aislamiento eléctrico es total en todo el instrumento excepto en las puntas del terminal.

Embalaje: Caja de 25 Unidades embaladas individualmente.

* Caja de 5 Unidades embaladas individualmente.



Certificados:
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) - CMDCAS

Fabricado en Francia

Marcado CE según las Directivas 93/42/CEE

Cleared for marketing by FDA



VECTEC
Bioparc Vichy - Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE
Teléfono: + 33 (0)4 70 58 41 70
Fax: + 33 (0)4 70 58 41 79
Email: vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>