



IN-CUT

VECTEC
DISPOSITIFS
ENDOSCOPIQUES
A USAGE UNIQUE



VECTEC

LA GAMME DES CISEAUX ENDOSCOPIQUES IN CUT

L'IN CUT est un ciseau endoscopique de qualité à usage unique.

REF : CAB 3000
Câble monopolaire à usage unique.



REF : C5 330
C5 470
C5 250



REF : T5 330
T5 150

Référence	Longueur de l'instrument	Diamètre	Longueur de coupe
C5 330	330 mm	5 mm	17 mm
T5 330	330 mm	5 mm	12 mm
C5 470 *	470 mm	5 mm	17 mm
C5 250 *	250 mm	5 mm	17 mm
T5 150 *	150 mm	5 mm	12 mm

Sa poignée ergonomique permet un geste chirurgical précis.

Utilisable en dissector grâce à ses lames courbes à double action.

IN CUT est fourni avec un connecteur monopolaire standard.

Les lames courbes tournent sur leur axe à 360° grâce à une molette ergonomique placée à l'avant de la poignée.

IN CUT est conditionné dans un sachet pelable et stérilisé à l'ETO selon la norme NF EN ISO 11135-1.

L'isolation électrique est parfaite jusqu'à la partie active des lames.

Conditionnement : unitaire par boîte de 25.
* unitaire par boîte de 5.

Fabrication Française

Marquage CE selon la Directive 93/42/CEE

VECTEC certifications :
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



VECTEC
Bioparc - Vichy Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE
Tél : +33 (0)4 70 58 41 70
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79
Email : vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>