




IRRIGATION
ASPIRATION



VECTEC
DISPOSITIFS
ENDOSCOPIQUES
A USAGE UNIQUE



VECTEC



Réf: RAL 3000

SET D'IRRIGATION ET D'ASPIRATION VECTEC PAR GRAVITÉ pour la chirurgie générale et laparoscopique

PRODUITS

Référence	Désignation	Diamètre	Longueur	Nb d'unités par boîte
CAN250 5	Ensemble d'irrigation et d'aspiration	5 mm	330 mm	10
CAN250 5P	Ensemble d'irrigation et d'aspiration avec bouchon de ponction cône Luer lock	5 mm	330 mm	10
CAN250 5W	Ensemble d'irrigation et d'aspiration avec raccord d'adaptation	5 mm	330 mm	10
CAN250 5GL	Ensemble d'irrigation et d'aspiration	5 mm	450 mm	10
CAN250 10	Ensemble d'irrigation et d'aspiration	10 mm	330 mm	10



Raccord d'adaptation



ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Diamètre	Longueur	Nb d'unités par boîte
CANDP5	Liaison double percuteur pour 2 poches	-	-	25
CAN 450	Canule seule	5 mm	450 mm	10
CAN 10	Canule seule	10 mm	330 mm	10
RAL 3000	Rallonge d'aspiration	7 mm	3 m	25

Composition de l'ensemble d'irrigation et d'aspiration VECTEC à usage unique :

- Une canule à crépine atraumatique interchangeable de 5 mm.
- Une poignée de commande ergonomique à deux pistons, permettant d'effectuer des prélèvements.
- Une double tubulure souple et transparente de 2,5 m de longueur.
- Un percuteur pour poche de sérum et un clamp d'arrêt.
- Un adaptateur souple et universel pour le raccordement des bouches d'aspiration.



Réf: CAN DP5

Le set d'irrigation et d'aspiration est conditionné dans un sachet pelable et stérilisé à l'ETO selon la norme NF EN ISO 11135-1.

Fabrication française

Marquage CE selon la Directive 93/42/CEE

VECTEC certifications :
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



Réf: CAN10

Réf: CAN450

VECTEC
Bioparc - Vichy Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE
Tél : +33 (0)4 70 58 41 70
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79
Email : vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>