



PINZAS DE AGARRE  
DESECHABLE



**VECTEC**  
DISPOSITIVOS  
ENDOSCÓPICOS  
DE UN SOLO USO



**VECTEC**

## VECTEC. PINZAS DE AGARRE PARA LAPAROSCOPIA. MONOPOLAR DESECHABLE

Excelente relación calidad precio



REF : \* MD5 330  
\* MD5 470



REF : F5 330, FS5 330  
FS5 470.



REF : ECS5 330, ECS5 470.

Referencia	Tipo de Pinza	Longitud	Diámetro	Tamaño Pinza
* MD5 330 * MD5 470	● Disector Maryland	330 mm 470 mm	5 mm	20 mm
* D5 330	● Disector	330 mm	5 mm	18 mm
A5 330	● Atraumatica	330 mm	5 mm	18 mm
ECS5 330 ECS5 470	● Endoclinch	330 mm 470 mm	5 mm	22 mm
F5 330 FS5 330 FS5 470	● Fenestrada	330 mm 330 mm 470 mm	5 mm	18 mm
G5 330	● Bocado, 2x6 dientes	330 mm	5 mm	18 mm

\* Sin cremallera ● Amarillo : Disector ● Verde : Atraumatica ● Púrpura : Traumática

Empuñadura ergonómica con mecanismo de cierre de seguridad que garantiza un control fuerte y preciso con un esfuerzo mínimo durante la sujeción y el agarre de tejidos.

La doble acción de las pinzas permite un perfecto agarre.

Las pinzas rotan 360 grados y están ajustadas gracias a la posición ergonómica de una rueda en el frontal del mango.

Los fórceps de agarre de VECTEC vienen con un pin conector monopolar estándar.

El aislamiento eléctrico es total en todo el instrumento excepto en las puntas del terminal.

Los fórceps de agarre de VECTEC están empaquetados en un embalaje sellado y esterilizado por ETO de acuerdo a las bases de NF EN ISO 11135-1.

Embalaje: Caja de 5 Unidades embaladas individualmente.

**Fabricado en Francia**

**Marcado CE según las Directivas 93/42/CEE**

**Cleared for marketing by FDA**

Certificados:  
ISO 9001 (2008)  
NF EN ISO 13485 (2004)  
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



VECTEC  
Bioparc Vichy - Hauterive  
03270 Hauterive  
FRANCE  
Teléfono: + 33 (0)4 70 58 41 70  
Fax: + 33 (0)4 70 58 41 79  
Email: vectec@vectec.fr  
http://www.vectec.fr