



PINCES
ENDOSCOPIQUES



VECTEC
DISPOSITIFS
ENDOSCOPIQUES
A USAGE UNIQUE



VECTEC

GAMME DE PINCES ENDOSCOPIQUES

Pincettes monopolaires à usage unique de qualité

Prix attractif



REF : * MD5 330
* MD5 470



REF : F5 330, FS5 330
FS5 470.



REF : ECS5 330, ECS5 470.

Référence	Type de mors	Longueur utile	Diamètre	Taille des mors
* MD5 330 * MD5 470	● Dissecteurs Maryland	330 mm 470 mm	5 mm	20 mm
* D5 330	● Dissecteurs	330 mm	5 mm	18 mm
A5 330	● Atraumatiques	330 mm	5 mm	18 mm
ECS5 330 ECS5 470	● Endoclinch	330 mm 470 mm	5 mm	22 mm
F5 330 FS5 330 FS5 470	● Fenêtrées	330 mm 330 mm 470 mm	5 mm	18 mm
G5 330	● Grips 2 x 6 dents	330 mm	5 mm	18 mm

* Sans crémaillère ● Jaune : Dissecteurs ● Vert : Atraumatiques ● Violet : Traumatiques

La poignée ergonomique avec système de verrouillage/déverrouillage à crémaillère permet un contrôle précis et nécessite un effort minimal pour la préhension et le maintien des tissus en tension.

La mobilité des 2 mors favorise une préhension optimale.

Les mors pivotent à 360° et sont orientés avec précision grâce à la molette située en regard de la poignée.

Les pincettes Vectec disposent d'un connecteur monopolaire standard.

L'isolation électrique est assurée jusqu'à la partie active des mors.

Les pincettes Vectec sont conditionnées sous sachet pelable et stérilisées à l'E.T.O. selon les standards de la norme NF EN ISO 11135-1.

Conditionnement : unitaire par boîte de 5.

Fabrication française

Marquage CE selon la Directive 93/42/CEE

VECTEC certifications :
ISO 9001 (2008)
NF EN ISO 13485 (2004)
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



VECTEC

Bioparc - Vichy Hauterive
03270 Hauterive
FRANCE

Tél : +33 (0)4 70 58 41 70
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79
Email : vectec@vectec.fr
<http://www.vectec.fr>