

gamme de


# Trocarts

**VECTEC**  
DISPOSITIFS  
ENDOSCOPIQUES  
A USAGE UNIQUE

Trocart  
12 100



Trocart  
12 100H



Trocart  
12 060H



Trocart  
5 100



Trocart  
5 068



Trocart  
12 060



Trocart  
5 053



**VECTEC**

## GAMME DE TROCARTS À USAGE UNIQUE

Référence	Diamètre	Longueur utile
5 053	5,5 mm	53 mm
5 053H	5,5 mm	53 mm
5 053T	5,5 mm	53 mm
5 068	5,5 mm	68 mm
5 100	5,5 mm	100 mm
11 100S*	11 mm	100 mm
12 060	12 mm	60 mm
12 060H	12 mm	60 mm
12 100	12 mm	100 mm
12 100H	12 mm	100 mm

\* avec bouclier

**Sécurité** : les trocarts VECTEC sont fabriqués en polycarbonate et ne contiennent aucune partie métallique conductrice.

**Transparence** : les canules transparentes VECTEC permettent un contrôle visuel à chaque étape chirurgicale.

**Stabilité** : excellente tenue perpendiculaire dans la paroi abdominale grâce à la légèreté du trocart et au pas de vis progressif.

**Atraumatique** : la pointe de forme semi conique assortie d'une arête latérale minimise les lésions tissulaires avec une performance chirurgicale optimale.

**Ergonomique** : la forme conique de la tête du trocart guide l'instrument lors de l'introduction, en ne mobilisant qu'une seule main.

**Economique** : les trocarts VECTEC sont l'alternative économique et concurrente des trocarts conventionnels.

**Environnement** : les trocarts Vectec sont totalement recyclables.

Les trocarts VECTEC sont livrés dans un blister rigide et sont stérilisés à l'ETO selon les standards de la norme NF EN ISO 11135-1.

Conditionnement : unitaire par boîte de 25.

**Fabrication française**

**Brevet US n°6-168-607**

**Marquage CE selon la Directive 93/42/CEE**



REF : 11 100 S



REF : 5 053, 5 068, 5 100



REF : 12 060, 12 060H, 12 100, 12 100H



VECTEC certifications :  
ISO 9001 (2008)  
NF EN ISO 13485 (2004)  
ISO 13485 (2003) - CMDCAS



VECTEC

Bioparc - Vichy Hauterive  
03270 Hauterive  
FRANCE

Tél : +33 (0)4 70 58 41 70  
FAX : +33 (0)4 70 58 41 79  
Email : vectec@vectec.fr  
<http://www.vectec.fr>